

Echanges plasmatiques

Précautions d'emploi

- Absence de pathologie cardiaque évolutive :
 - Insuffisance coronarienne
 - insuffisance cardiaque
 - troubles du rythme
 - hémodynamique stable
- Absence d'infection
- Absence de syndrome hémorragique
- Examens à réaliser :
 - ECG
 - Radiographie thoracique
 - NFS, VS
 - Ionogramme sanguin
 - TP, TCA
 - Groupe sanguin
- Nécessité de 2 voies d'abord périphériques de qualité

Réalisation

- 1 masse plasmatique échangée à chaque séance (environ 3 litres)
- Substitution par 2/3 d'albumine 4 % et 1/3 d'Elohes®, à température ambiante

Entre chaque échange

- Contrôle ionogramme sanguin
- NFS
- TP, TCA

Nombre d'échanges

- Ex pour un syndrome de Guillain-Barré : 4 maximum effectués un jour sur 2.